EUROIMMUN Analyzer I-2P

Effiziente Automatisierung für kleine und mittlere Probenaufkommen



- Vollautomatische ELISA-Abarbeitung für kleine bis mittlere Probenaufkommen bei minimalem manuellen Aufwand
- Hoher Durchsatz bis zu 50 Testergebnisse pro Stunde
- Sicherheit und Rückverfolgbarkeit durch automatische Identifikation der Barcodes von Patientenproben bis zu gebrauchsfertigen Reagenzien
- Komfortable und sichere Bedienung der anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche und der wartungsarmen Hardware
- Exzellenter Service von EUROIMMUN als Ihr Ansprechpartner für Testsysteme,
 Geräte und Software alles aus einer Hand

Der **EUROIMMUN Analyzer I-2P** ist ein offenes System zur automatischen ELISA-Abarbeitung mit bis zu 3 Mikrotiterplatten und 144 Patientenproben in einem Lauf.

Das System ermöglicht durch die automatische Proben-/Reagenzien-Identifikation und -zuordnung sowie den Import von QC-Daten via DataMatrix-Code eine komfortable und sichere Abarbeitung und eignet sich für kleine bis mittlere Durchsätze.



System

Photometer

Pipettiereinheit

Inkubation

Wascheinheit

Waschpufferkapazität.......bis zu 2 verschiedene Waschpuffer
Waschkopf8 Dispensier- und Absaugnadeln für Rund- und Flachbodenplatten
Restvolumen.......<5 µl in Flachbodenplatten, <2,5 µl in Rundbodenplatten
Füllstandsalarmkontinuierliche Kontrolle bei Waschpuffer- und Abfallkanistern

Eigenschaften