

IIFT-Produktübersicht für EUROPattern- Mikroskop.



Inhalt

Produkte für die Autoimmundiagnostik..... 5

Rheumatologie..... 5

IIFT: ANA-Mosaik 1 EUROPattern 5

IIFT: ANA-Mosaik 1A EUROPattern 5

IIFT: ANA-Mosaik 2A EUROPattern 5

IIFT: HEp-2 EUROPattern 5

IIFT: HEp-20-10 EUROPattern..... 5

IIFT: Crithidia luciliae (anti-dsDNS) EUROPattern 5

IIFT: Crithidia luciliae Sensitive (Anti-dsDNA) EUROPattern . 6

Vaskulitis 6

IIFT: Granulocyten (EOH) EUROPattern 6

IIFT: Granulocyten (HCHO) EUROPattern..... 6

IIFT: Granulocyten-Mosaik 2 EUROPattern 6

IIFT: Granulocyten-Mosaik 13 EUROPattern 6

IIFT: Granulocyten-Mosaik 15 EUROPattern 6

EUROPLUS Granulocyten-Mosaik 22 EUROPattern 6

EUROPLUS Granulocyten-Mosaik 25 EUROPattern 7

EUROPLUS Granulocyte Mosaic 32 EUROPattern..... 7

Hepatologie..... 7

IIFT: Autoimmune Lebererkrankungen

Screen 9 EUROPattern 7

AMA/ASMA IIFT (KR/SR) EUROPattern 7

Anti-F-Actin IIFT EUROPattern..... 7

IIFT Mosaic: Basic Profile 2 EUROPattern..... 7

IIFT Mosaic: Basic Profile 3A EUROPattern..... 7

IIFT-Mosaic: Basisprofil 13B EUROPattern 8

IIFT-Mosaic: Basisprofil 3C EUROPattern 8

Gastroenterologie 8

Anti-Parietalzellen-(SM)-IIFT EUROPattern 8

IIFT: Zöliakie Screen (EM) EUROPattern (IgA) 8

IIFT: Zöliakie Screen (EM) EUROPattern (IgG) 8

IIFT: Zöliakie Screen (LM) EUROPattern (IgA) 8

IIFT: Zöliakie Screen (LM) EUROPattern (IgG) 8

Endokrinologie..... 8

Anti-Inselzellantikörper (PM)-IIFT EUROPattern 8

IIFT: Endokrinologie Screen (AM) EUROPattern..... 8

Neurologie..... 9

IIFT: Neurologie-Mosaik 1 EUROPattern 9

IIFT: Neurologie-Mosaik 8 EUROPattern 9

IIFT: Neurologie-Mosaik 14 EUROPattern 9

IIFT: NMOSD-Screen 1 EUROPattern..... 9

Anti-Aquaporin-4-IIFT EUROPattern 9

IIFT: Autoimmune-Enzephalitis-Mosaik 6 EUROPattern.... 9

Anti-Glutamat-Rezeptor (Typ NMDA)-IIFT EUROPattern ... 9

Anti-DPPX-IIFT EUROPattern..... 9

Anti-Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG)-IIFT

EUROPattern 10

IIFT: Myasthenia-gravis-Screen (SMM) EUROPattern 10

Anti-MuSK IIFT 10

Myasthenia Gravis Mosaic 2 IIFT 10

Anti-AChR IIFT..... 10

IIFT: Anti-VGKC-assoziierte Proteine-

Mosaik 1 EUROPattern 10

Nephrologie..... 10

IIFT: Nephrologie-Screen (KM) EUROPattern 10

EUROPLUS Nephrologie-Screen 1 EUROPattern 10

Anti-Phospholipase-A2-Rezeptor (PLA2R)-IIFT EUROPattern . 10

Dermatologie..... 11

IIFT: Dermatology Screen EUROPattern..... 11

EUROPLUS Dermatologie-Mosaik 7 EUROPattern 11

IIFT: Dermatologie-Mosaik 20 EUROPattern 11

Produkte für die Infektionsdiagnostik 12

Anti-Chlamydien-MIF EUROPattern (IgA) 12

Anti-Chlamydien-MIF EUROPattern (IgG)..... 12

Anti-Chlamydien-MIF EUROPattern (IgM)..... 12

Anti-Chlamydia-pneumoniae-MIF EUROPattern (IgA)..... 12

Anti-Chlamydia-pneumoniae-MIF EUROPattern (IgG)..... 12

Anti-Chlamydia-pneumoniae-MIF EUROPattern (IgM) 12

IIFT-Mosaik: Bartonella henselae/

B. quintana EUROPattern (IgG) 12

IIFT-Mosaik: B.henselae/B. quintana EUROPattern (IgM). . 12

IIFT-Mosaik: Mycoplasma hominis/

Ureaplasma urealyticum EUROPattern (IgG) 12

Anti-HHV-6-IIFT EUROPattern (IgG) 13

Anti-HHV-6-IIFT EUROPattern (IgM) 13

Anti-Gelbfieber-Viren-IIFT EUROPattern (IgG)..... 13

Anti-Gelbfieber-Viren-IIFT EUROPattern (IgM). 13

Anti-Zika-Viren-IIFT EUROPattern (IgG)..... 13

Anti-Zika-Viren-IIFT EUROPattern (IgM)..... 13

IIFT: Arboviren-Fieber-Mosaik 2 EUROPattern (IgG) 13

IIFT: Arboviren-Fieber-Mosaik 2 EUROPattern (IgM)..... 13

Mosaik: Dengue-Viren Typen 1–4 IIFT EUROPattern (IgG) ...13

Mosaik: Dengue-Viren Typen 1–4 IIFT EUROPattern (IgM) ...13

IIFT: Coxsackie-Viren Screen (Typen A) EUROPattern (IgG) ...14

IIFT: Coxsackie-Viren Screen (Typen A) EUROPattern (IgM) ...14

IIFT: Coxsackie-Viren Screen (Typen B) EUROPattern (IgG) ...14

IIFT: Coxsackie-Viren Screen (Typen B) EUROPattern (IgM) ...14

IIFT: Sandfliegen-Fieber-Viren-Mosaik 1 EUROPattern (IgG) .14

IIFT: Sandfliegen-Fieber-Viren-Mosaik 1 EUROPattern (IgM) .14

IIFT: Hantaviren-Mosaik 1 EUROPattern (IgG) 15

IIFT: Hantaviren-Mosaik 1 EUROPattern (IgM) 15

IIIFT: Hantaviren-Mosaik 3: Amerika EUROPattern (IgG) .. 15

IIFT: Hantaviren-Mosaik 3: Amerika EUROPattern (IgM)... 15

Anti-Chikungunya-Viren-IIFT EUROPattern (IgG)..... 15

Anti-Chikungunya-Viren-IIFT EUROPattern (IgM) 15

Produkte

Produkte aus dem Bereich der Autoimmundiagnostik für die vollautomatische Mikroskopie

Bestell-Nr.	Produktname • Parameter	Substrat (Spezies)	Ig Klasse	Gegen- färbung	Automat. Auswertung	Benötigtes Objektiv		
						10x¹	20x	40x
Rheumatologie								
FC 1510-1005-1 FC 1510-1010-1 FC 1510-2005-1¹ FC 1510-2010-1¹ FC 1510-2450-1² FC 1510-12010-1²	IIIFT: ANA-Mosaik 1 EUROP Pattern • Zellkerne (ANA) • Zellkerne (ANA)	2 BIOCHIPS je Feld: • HEp-2-Zellen (Mensch) • Leber (Affe)	IgG	PI	+ —		● ●	
FC 1512-1005-1 FC 1512-1010-1 FC 1512-1050-1¹ FC 1512-2005-1¹ FC 1512-2010-1¹ FC 1512-2450-1² FC 1512-12010-1²	IIIFT: ANA-Mosaik 1A EUROP Pattern • Zellkerne (ANA) • Zellkerne (ANA)	2 BIOCHIPS je Feld: • HEp-20-10-Zellen (Mensch) • Leber (Affe)	IgG	PI	+ —		● ●	
FC 1512-1005-2 FC 1512-2450-2² FC 1512-12010-2²	IIIFT: ANA-Mosaik 2A EUROP Pattern • Zellkerne (ANA) • Mitochondrien (AMA)	2 BIOCHIPS je Feld: • HEp-20-10-Zellen (Mensch) • Niere (Ratte)	IgG	PI	+ +		● ○	
FC 1520-1005 FC 1520-1010 FC 1520-1050¹ FC 1520-2005¹ FC 1520-2010¹ FC 1520-2450² FC 1520-12010²	IIIFT: HEp-2 EUROP Pattern • Zellkerne (ANA)	1 BIOCHIP je Feld: • HEp-2-Zellen (Mensch)	IgG	PI	+		●	
FC 1522-1005 FC 1522-1010 FC 1522-1050¹ FC 1522-2005¹ FC 1522-2010¹ FC 1522-12010²	IIIFT: HEp-20-10 EUROP Pattern • Zellkerne (ANA)	1 BIOCHIP je Feld: • HEp-2-Zellen (Mensch)	IgG	PI	+		●	
FC 1572-1005 FC 1572-1010 FC 1572-2005¹ FC 1572-2010¹	IIIFT: Crithidia luciliae (anti-dsDNS) EUROP Pattern • dsDNA	1 BIOCHIP je Feld: • Flagellaten (Crithidia luciliae)	IgG	EB	+		●	●**

¹ Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit dem IF Sprinter/Sprinter XL optimiert sind.

² Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit der EUROLabWorkstation IFA optimiert sind.

* Beim Nachrüsten eines 10x-Objektivs sind gegebenenfalls Anpassungen am EUROPattern-Mikroskop erforderlich.

** Für dieses Produkt wird die Verwendung eines 20x-Objektivs empfohlen. Optional kann ein 40x-Objektiv genutzt werden.

● Zur korrekten Befunderstellung muss von diesem Substrat mindestens 1 Bild aufgenommen werden.

○ Zur korrekten Befunderstellung müssen von diesem Substrat mindestens 4 Bilder aufgenommen werden.

PI: Propidiumiodid; EB: Evans-Blau; EOH: Ethanol-fixiert; HCHO: Formalin-fixiert

p.a.: primatenabsorbiert

Bestell-Nr.	Produktname • Parameter	Substrat (Spezies)	Ig Klasse	Gegen- färbung	Automat. Auswertung	Benötigtes Objektiv		
						10x ¹	20x	40x
FC 1572-1005-1 FC 1572-1010-1 FC 1572-2005-1 ¹ FC 1572-2010-1 ¹ FC 1572-12010-1 ²	IIFT: Crithidia luciliae Sensitive (Anti-dsDNA) EUROPattern • dsDNS (sensitiv)	1 BIOCHIP je Feld: • Flagellaten (Crithidia luciliae)	IgG	EB	+		●	●**
Vaskulitis								
FC 1200-1005 FC 1200-1010 FC 1200-2005 ¹ FC 1200-2010 ¹ FC 1200-12010 ²	IIFT: Granulocyten (EOH) EUROPattern • cANCA, pANCA, GS-ANA	1 BIOCHIP je Feld: • Granulocyten EOH (Mensch)	IgG	EB	+		●	
FC 1201-1005 FC 1201-1010 FC 1201-2005 ¹	IIFT: Granulocyten (HCHO) EUROPattern • cANCA, MPO	1 BIOCHIP je Feld: • Granulocyten HCHO (Mensch)	IgG	EB	+		●	
FC 1201-1005-2 FC 1201-1010-2 FC 1201-2005-2 ¹ FC 1201-2010-2 ¹ FC 1201-12010-2 ²	IIFT: Granulocyten-Mosaik 2 EUROPattern • cANCA, pANCA, GS-ANA • cANCA, pANCA	2 BIOCHiPs je Feld: • Granulocyten EOH (Mensch) • Granulocyten HCHO (Mensch)	IgG	EB	+		●	
FC 1201-1005-13 FC 1201-1010-13 FC 1201-2005-13 ¹ FC 1201-2010-13 ¹ FC 1201-2450-13 ² FC 1201-12010-13 ²	IIFT: Granulocyten-Mosaik 13 EUROPattern • cANCA, pANCA, GS-ANA • cell nuclei (ANA), cANCA, pANCA • cANCA, pANCA	3 BIOCHiPs je Feld: • Granulocyten EOH (Mensch) • HEp-2 + Granulocyten EOH (Mensch) • Granulocyten HCHO (Mensch)	IgG	EB	+		●	
FC 1201-1005-15 FC 1201-1010-15 FC 1201-1050-15 ¹ FC 1201-2010-15 ¹	IIFT: Granulocyten-Mosaik 15 EUROPattern • cANCA, pANCA, GS-ANA • cell nuclei (ANA), cANCA, pANCA	2 BIOCHiPs je Feld: • Granulocyten EOH (Mensch) • HEp-2 + Granulocyten EOH (Mensch)	IgG	EB	+		●	
FC 1201-1005-22 FC 1201-1010-22 FC 1201-2010-22 ¹	EUROPLUS Granulocyten-Mosaik 22 EUROPattern • cANCA, pANCA, GS-ANA • cANCA, pANCA • Myeloperoxidase (MPO) • Proteinase 3 (PR3)	4 BIOCHiPs je Feld: • Granulocyten EOH (Mensch) • Granulocyten HCHO (Mensch) • MPO-EUROPLUS-Antigen-Dots • PR3-EUROPLUS-Antigen-Dots	IgG	EB	+		●	

¹ Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit dem IF Sprinter/Sprinter XL optimiert sind.
² Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit der EUROLabWorkstation IFA optimiert sind.
* Beim Nachrüsten eines 10x-Objektivs sind gegebenenfalls Anpassungen am EUROPattern-Mikroskop erforderlich.
** Für dieses Produkt wird die Verwendung eines 20x-Objektivs empfohlen. Optional kann ein 40x-Objektiv genutzt werden.
● Zur korrekten Befunderstellung muss von diesem Substrat mindestens 1 Bild aufgenommen werden.
○ Zur korrekten Befunderstellung müssen von diesem Substrat mindestens 4 Bilder aufgenommen werden.
PI: Propidiumiodid; EB: Evans-Blau; EOH: Ethanol-fixiert; HCHO: Formalin-fixiert
p.a.: primatenabsorbiert

Bestell-Nr.	Produktname • Parameter	Substrat (Spezies)	Ig Klasse	Gegen- färbung	Automat. Auswertung	Benötigtes Objektiv		
						10x ¹	20x	40x
FC 1201-1005-25 FC 1201-1010-25 FC 1201-2005-25 ¹ FC 1201-2010-25 ¹	EUROPLUS Granulocyten-Mosaik 25 EUROPattern • cANCA, pANCA, GS-ANA • Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA • cANCA, pANCA • Glomeruläre Basalmembran (GBM) • Myeloperoxidase (MPO) • Proteinase 3 (PR3)	6 BIOCHiPs je Feld: • Granulocyten EOH (Mensch) • HEp-2 + Granulocyten EOH (Mensch) • Granulocyten HCHO (Mensch) • GBM-EUROPLUS-Antigen-Dots • MPO-EUROPLUS-Antigen-Dots • PR3-EUROPLUS-Antigen-Dots	IgG	EB	+		●	
FC 1201-1005-32 FC 1201-1010-32 FC 1201-2005-32 ¹ FC 1201-2010-32 ¹ FC 1201-12010-32 ²	EUROPLUS Granulocyte Mosaic 32 EUROPattern • cANCA, pANCA, GS-ANA • cANCA, pANCA • Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA • Myeloperoxidase (MPO) • Proteinase 3 (PR3)	5 BIOCHiPs je Feld: • Granulocyten EOH (Mensch) • Granulocyten HCHO (Mensch) • HEp-2 + Granulocyten EOH (Mensch) • MPO-EUROPLUS-Antigen-Dots • PR3-EUROPLUS-Antigen-Dots	IgG	EB	+		●	
Hepatologie								
FC 1300-1005-9 FC 1300-1010-9 FC 1300-2005-9 ¹ FC 1300-2010-9 ¹	IIFT: Autoimmune Lebererkrankungen Screen 9 EUROPattern • LKM + Mitochondrien (AMA) • LKM + Zellkerne (ANA) • Glatte Muskeln (ASMA) • F-Actin	4 BIOCHiPs je Feld: • Niere (Ratte) • Leber (Ratte) • Magen (Ratte) • VSM47-Zellen (Ratte)	IgG	PI	+		○	
FC 1620-1005-1 FC 1620-1010-1 FC 1620-2005-1 ¹ FC 1620-2010-1 ¹	AMA/ASMA IIFT (KR/SR) EUROPattern • Mitochondrien (AMA) • Glatte Muskeln (ASMA)	2 BIOCHiPs je Feld: • Niere (Ratte) • Magen (Ratte)	IgG	–	+		○	
FC 1651-1005 FC 1651-1010	Anti-F-Actin IIFT EUROPattern • F-Actin	1 BIOCHIP je Feld: • VSM47-Zellen (Ratte)	IgG	PI	–		●	
FC 1800-1010-2 FC 1800-2005-2 ¹ FC 1800-2010-2 ¹ FC 1800-12010-2 ²	IIFT Mosaic: Basic Profile 2 EUROPattern • Zellkerne (ANA), LKM • Mitochondrien (AMA), LKM • Glatte Muskeln (ASMA)	4 BIOCHiPs je Feld: • Leber (Ratte) • Niere (Ratte) • Magen (Ratte)	IgG	–	+		●	
FC 1802-1005-3 FC 1802-1010-3 FC 1802-2005-3 ¹ FC 1802-2010-3 ¹	IIFT Mosaic: Basic Profile 3A EUROPattern • Zellkerne (ANA) • Zellkerne (ANA) • Mitochondrien (AMA) • Glatte Muskeln (ASMA)	4 BIOCHiPs je Feld: • HEp-20-10-Zellen (Mensch) • Leber (Affe) • Niere (Ratte) • Magen (Ratte)	IgG	PI	+		●	

¹ Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit dem IF Sprinter/Sprinter XL optimiert sind.
² Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit der EUROLabWorkstation IFA optimiert sind.
* Beim Nachrüsten eines 10x-Objektivs sind gegebenenfalls Anpassungen am EUROPattern-Mikroskop erforderlich.
** Für dieses Produkt wird die Verwendung eines 20x-Objektivs empfohlen. Optional kann ein 40x-Objektiv genutzt werden.
● Zur korrekten Befunderstellung muss von diesem Substrat mindestens 1 Bild aufgenommen werden.
○ Zur korrekten Befunderstellung müssen von diesem Substrat mindestens 4 Bilder aufgenommen werden.
PI: Propidiumiodid; EB: Evans-Blau; EOH: Ethanol-fixiert; HCHO: Formalin-fixiert
p.a.: primatenabsorbiert

Bestell-Nr.	Produktname • Parameter	Substrat (Spezies)	Ig Klasse	Gegen- färbung	Automat. Auswertung	Benötigtes Objektiv		
						10x ¹	20x	40x
FC 1805-1010-13 FC 1805-2005-13 ¹ FC 1805-2010-13 ¹	IIFT-Mosaik: Basisprofil 13B EUROPattern • Zellkerne (ANA) • Zellkerne (ANA), LKM • Mitochondrien (AMA), LKM • Glatte Muskeln (ASMA)	4 BIOCHIPs je Feld: • HEp-2-Zellen (Mensch) • Leber (Ratte) • Niere (Ratte) • Magen (Ratte)	IgG	PI	+ + + +	 ○	● ● ○	
FC 1812-1005-3 FC 1812-1010-3 FC 1812-2005-3 ¹	IIFT-Mosaik: Basisprofil 3C EUROPattern • Zellkerne (ANA) • Zellkerne (ANA), LKM • Mitochondrien (AMA), LKM • Glatte Muskeln (ASMA)	4 BIOCHIPs je Feld: • HEp-20-10-Zellen (Mensch) • Leber (Ratte) • Niere (Ratte) • Magen (Ratte)	IgG	PI	+ + + +	 ○	● ● ○	
Gastroenterologie								
FC 1360-2005 ¹ FC 1360-2010 ¹	Anti-Parietalzellen-(SM)-IIFT EUROPattern • Parietalzellen (PCA)	1 BIOCHIP je Feld: • Magen (Affe)	IgG	–	–	○		
FC 1911-1005 A FC 1911-1010 A FC 1911-2005 A ¹ FC 1911-2010 A ¹ FC 1911-12010 A ²	IIFT: Zöliakie Screen (EM) EUROPattern (IgA) • Endomysium (EmA)	1 BIOCHIP je Feld: • Ösophagus (Affe)	IgA	–	+	○		
FC 1911-1005 G FC 1911-1010 G FC 1911-2010 G ¹ FC 1911-12010 G ²	IIFT: Zöliakie Screen (EM) EUROPattern (IgG) • Endomysium (EmA)	1 BIOCHIP je Feld: • Ösophagus (Affe)	p.a. IgG	–	–	○		
FC 1914-1005 A FC 1914-1010 A FC 1914-2005 A ¹ FC 1914-2010 A ¹	IIFT: Zöliakie Screen (LM) EUROPattern (IgA) • Endomysium (EmA)	1 BIOCHIP je Feld: • Leber (Affe)	IgA	–	+		●	
FC 1914-1005 G FC 1914-1010 G FC 1914-2005 G ¹ FC 1914-2010 G ¹	IIFT: Zöliakie Screen (LM) EUROPattern (IgG) • Endomysium (EmA)	1 BIOCHIP je Feld: • Leber (Affe)	p.a. IgG	–	–		○	
Endokrinologie								
FC 1020-2005 ¹ FC 1020-2010 ¹	Anti-Inselzellantikörper (PM)-IIFT EUROPattern • Pankreasinseln	1 BIOCHIP je Feld: • Pankreas (Affe)	IgG	–		○		
FC 1050-1005 FC 1050-1010 FC 1050-2005 ¹ FC 1050-2010 ¹	IIFT: Endokrinologie Screen (AM) EUROPattern • Nebennierenrinde	1 BIOCHIP je Feld: • Nebennierenrinde (Affe)	IgG	–	–	○		

¹ Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit dem IF Sprinter/Sprinter XL optimiert sind.
² Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit der EUROLabWorkstation IFA optimiert sind.
* Beim Nachrüsten eines 10x-Objektivs sind gegebenenfalls Anpassungen am EUROPattern-Mikroskop erforderlich.
** Für dieses Produkt wird die Verwendung eines 20x-Objektivs empfohlen. Optional kann ein 40x-Objektiv genutzt werden.
● Zur korrekten Befunderstellung muss von diesem Substrat mindestens 1 Bild aufgenommen werden.
○ Zur korrekten Befunderstellung müssen von diesem Substrat mindestens 4 Bilder aufgenommen werden.
PI: Propidiumiodid; EB: Evans-Blau; EOH: Ethanol-fixiert; HCHO: Formalin-fixiert
p.a.: primatenabsorbiert

Bestell-Nr.	Produktname • Parameter	Substrat (Spezies)	Ig Klasse	Gegen- färbung	Automat. Auswertung	Benötigtes Objektiv		
						10x ¹	20x	40x
Neurologie								
FC 1111-1005-1 FC 1111-1010-1	IIFT: Neurologie-Mosaik 1 EUROPattern • Markhaltige Nerven • Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, Amphiphysin • Marklose Nerven	3 BIOCHIPS je Feld: • Nerven (Affe) • Kleinhirn (Affe) • Darmgewebe (Affe)	IgG	—	— — —	○ ○ ○		
FC 1111-1005-8 FC 1111-1010-8	IIFT: Neurologie-Mosaik 8 EUROPattern • Markhaltige Nerven • Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, Amphiphysin • Marklose Nerven • Pankreasinseln	4 BIOCHIPS je Feld: • Nerven (Affe) • Kleinhirn (Affe) • Darmgewebe (Affe) • Pankreas (Affe)	IgG	—	— — — —	○ ○ ○ ○		
FC 1111-2010-14 ¹ FC 1111-12010-14 ²	IIFT: Neurologie-Mosaik 14 EUROPattern • Kleinhirn-Antigene • Marklose Nerven	2 BIOCHIPS je Feld: • Kleinhirn (Affe) • Darmgewebe (Affe)	IgG	—	— —	○ ○		
FC 1128-2005-1 ¹	IIFT: NMOSD-Screen 1 EUROPattern • Aquaporin 4 • Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG)	3 BIOCHIPS je Feld: • Transfizierte Zellen (EU 90) • Transfizierte Zellen (EU 90) • Kontrolltransfektion (EU 90)	IgG	PI	+ + —	● ● ●		
FC 1128-1005-50 FC 1128-1010-50 FC 1128-2005-50 ¹ FC 1128-2010-50 ¹	Anti-Aquaporin-4-IIFT EUROPattern • Aquaporin 4	2 BIOCHIPS je Feld: • Transfizierte Zellen (EU 90) • Kontrolltransfektion (EU 90)	IgG	PI	+ —	● ●		
FC 112d-1005-6 FC 112d-1010-6 FC 112d-2005-6 ¹ FC 112d-2010-6 ¹	IIFT: Autoimmune-Enzephalitis-Mosaik 6 EUROPattern • Glutamat-Rezeptor (Typ NMDA) • Glutamat-Rezeptor (Typ AMPA1/2) • Contactin-assoziiertes Protein 2 (CASPR2) • Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 (DPPX) • Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 (LGI1) • GABA B-Rezeptor (GABARB1/2)	6 BIOCHIPS je Feld: • Transfizierte Zellen (EU 90) • Transfizierte Zellen (EU 90) • Transfizierte Zellen (EU 90) • Transfizierte Zellen (EU 90) • Transfizierte Zellen (EU 90) • Transfizierte Zellen (EU 90)	IgG	PI	+ + + + + +	● ● ● ● ● ●		
FC 112d-1005-51 FC 112d-1010-51 FC 112d-2005-51 ¹ FC 112d-2010-51 ¹ FC 112d-12010-51 ²	Anti-Glutamat-Rezeptor (Typ NMDA)-IIFT EUROPattern • Glutamat-Rezeptor (Typ NMDA)	2 BIOCHIPS je Feld: • Transfizierte Zellen (EU 90) • Kontrolltransfektion (EU 90)	IgG	PI	+ —	● ●		
FC 112m-2005-50 ¹	Anti-DPPX-IIFT EUROPattern • Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 (DPPX)	2 BIOCHIPS je Feld: • Transfizierte Zellen (EU 90) • Kontrolltransfektion (EU 90)	IgG	PI	+ —	● ●		

¹ Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit dem IF Sprinter/Sprinter XL optimiert sind.
² Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit der EUROLabWorkstation IFA optimiert sind.
* Beim Nachrüsten eines 10x-Objektivs sind gegebenenfalls Anpassungen am EUROPattern-Mikroskop erforderlich.
** Für dieses Produkt wird die Verwendung eines 20x-Objektivs empfohlen. Optional kann ein 40x-Objektiv genutzt werden.
● Zur korrekten Befunderstellung muss von diesem Substrat mindestens 1 Bild aufgenommen werden.
○ Zur korrekten Befunderstellung müssen von diesem Substrat mindestens 4 Bilder aufgenommen werden.
PI: Propidiumiodid; EB: Evans-Blau; EOH: Ethanol-fixiert; HCHO: Formalin-fixiert
p.a.: primatenabsorbiert

Bestell-Nr.	Produktname • Parameter	Substrat (Spezies)	Ig Klasse	Gegen- färbung	Automat. Auswertung	Benötigtes Objektiv		
						10x ¹	20x	40x
FC 1156-2005-50 ¹	Anti-Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG)-IIFT EUOPattern • Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG)	2 BIOCHIPs je Feld: • Transfizierte Zellen (EU 90) • Kontrolltransfektion (EU 90)	IgG	PI	 + —	 ● ●		
FC 1430-2005 ¹	IIFT: Myasthenia-gravis-Screen (SMM) EUOPattern • Skelettmuskel	1 BIOCHIP je Feld: • M. iliopsoas (Affe)	IgG	—	 —		○	
FA 1434-2005-90-R ¹ FA 1434-2010-90-R ¹	Anti-MuSK IIFT • Muskel-spezifische Kinase (MuSK)	2 BIOCHIPs je Feld: • Transfizierte Zellen (EU 90) • Kontrolltransfektion (EU 90)	IgG	—	 — —	 ● ●		
FA 1435-2005-2-R ¹ FA 1435-2010-2-R ¹ FA 1435-12010-2-R ²	Myasthenia Gravis Mosaic 2 IIFT • Adulter Acetylcholinrezeptor (AChR-E) • Fetalер Acetylcholinrezeptor (AChR-G) • Muskel-spezifische Kinase (MuSK)	4 BIOCHIPs je Feld: • Transfizierte Zellen (EU 90) • Transfizierte Zellen (EU 90) • Transfizierte Zellen (EU 90) • Kontrolltransfektion (EU 90)	IgG	—	 — — — —	 ● ● ● ●		
FA 1435-2005-90-R ¹ FA 1435-2010-90-R ¹	Anti-AChR IIFT • Adulter Acetylcholinrezeptor (AChR-E) • Fetalер Acetylcholinrezeptor (AChR-G)	3 BIOCHIPs je Feld: • Transfizierte Zellen (EU 90) • Transfizierte Zellen (EU 90) • Kontrolltransfektion (EU 90)	IgG	—	 — — —	 ● ● ●		
FC 1439-1005-1 FC 1439-12010-1 ²	IIFT: Anti-VGKC-assoziierte Proteine-Mosaik 1 EUOPattern • Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 (LGI1) • Contactin-assoziiertes Protein 2 (CASPR2)	3 BIOCHIPs je Feld: • Transfizierte Zellen (EU 90) • Transfizierte Zellen (EU 90) • Kontrolltransfektion (EU 90)	IgG	PI	 + + —	 ● ● ●		
Nephrologie								
FC 1250-2005 ¹	IIFT: Nephrologie-Screen (KM) EUOPattern • Nierenglomeruli (GBM)	1 BIOCHIP je Feld: • Niere (Affe)	IgG	—	 —	 ○		
FC 1250-2005-1 ¹	EUROPLUS Nephrologie-Screen 1 EUOPattern • Nierenglomeruli (GBM) • Glomeruläre Basalmembran (GBM)	2 BIOCHIPs je Feld: • Niere (Affe) • GBM-EUROPLUS-Antigen-Dots	IgG	—	 — —	 ○ ○	●	
FC 1254-1005-50 FC 1254-1010-50 FC 1254-2005-50 ¹ FC 1254-2010-50 ¹	Anti-Phospholipase-A ₂ -Rezeptor (PLA2R)-IIFT EUOPattern • Phospholipase-A ₂ -Rezeptor	1 BIOCHIP je Feld: • Transfizierte Zellen (EU 90) • Kontrolltransfektion (EU 90)	IgG	PI	 + —	 ● ●		

¹ Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit dem IF Sprinter/Sprinter XL optimiert sind.
² Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit der EUROLabWorkstation IFA optimiert sind.
* Beim Nachrüsten eines 10x-Objektivs sind gegebenenfalls Anpassungen am EUOPattern-Mikroskop erforderlich.
** Für dieses Produkt wird die Verwendung eines 20x-Objektivs empfohlen. Optional kann ein 40x-Objektiv genutzt werden.
● Zur korrekten Befunderstellung muss von diesem Substrat mindestens 1 Bild aufgenommen werden.
○ Zur korrekten Befunderstellung müssen von diesem Substrat mindestens 4 Bilder aufgenommen werden.
PI: Propidiumiodid; EB: Evans-Blau; EOH: Ethanol-fixiert; HCHO: Formalin-fixiert
p.a.: primatenabsorbiert

Bestell-Nr.	Produktname • Parameter	Substrat (Spezies)	Ig Klasse	Gegen- färbung	Automat. Auswertung	Benötigtes Objektiv		
						10x ¹	20x	40x
Dermatologie								
FC 1501-1005 FC 1501-1010 FC 1501-2005 ¹	IIFT: Dermatology Screen EUOPattern • Epidermis	1 BIOCHIP je Feld: • Ösophagus (Affe)	IgG, IgG4	—	—	○		
FC 1501-1005-7 FC 1501-1010-7 FC 1501-2005-7 ¹ FC 1501-2010-7 ¹	EUROPLUS Dermatologie-Mosaik 7 EUOPattern • Stachelzell-Desmosomen • Epidermale Basalmembran • Desmoglein 1 • Desmoglein 3 • BP180-NC16A-4X • BP230gC • Pemphigoid-Antigene	6 BIOCHIPs je Feld: • Ösophagus (Affe) • Ösophagus (Affe) • Transfizierte Zellen (EU 90) • Transfizierte Zellen (EU 90) • BP180-NC16A-4X-EUROPLUS • Transfizierte Zellen (EU 90) • Spalthaut (Affe)	IgG, IgG4	—	— — — — — —	○ ○ ● ● ● ○		
FC 1501-1010-20 FC 1501-2005-20 ¹ FC 1501-2010-20 ¹	IIFT: Dermatologie-Mosaik 20 EUOPattern • Epidermis • Pemphigoid-Antigene	2 BIOCHIPs je Feld: • Ösophagus (Affe) • Spalthaut (Affe)	IgG, IgG4	—	— —	○ ○		

¹ Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit dem IF Sprinter/Sprinter XL optimiert sind.
² Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit der EUROLabWorkstation IFA optimiert sind.
* Beim Nachrüsten eines 10x-Objektivs sind gegebenenfalls Anpassungen am EUOPattern-Mikroskop erforderlich.
** Für dieses Produkt wird die Verwendung eines 20x-Objektivs empfohlen. Optional kann ein 40x-Objektiv genutzt werden.
● Zur korrekten Befunderstellung muss von diesem Substrat mindestens 1 Bild aufgenommen werden.
○ Zur korrekten Befunderstellung müssen von diesem Substrat mindestens 4 Bilder aufgenommen werden.
PI: Propidiumiodid; EB: Evans-Blau; EOH: Ethanol-fixiert; HCHO: Formalin-fixiert
p.a.: primatenabsorbiert

Produkte aus dem Bereich der Infektionsdiagnostik für die vollautomatische Mikroskopie

Bestell-Nr.	Produkt • Parameter	Substrat (Spezies)	Ig Klass	Gegen- färbung	Automat. Auswertung	Benötigtes Objektiv		
						10x ¹	20x	40x
FR 2191-1005-3 A FR 2191-1010-3 A	Anti-Chlamydien-MIF EUROPattern (IgA) • <i>Chlamydia trachomatis</i> • <i>Chlamydia pneumoniae</i> • <i>Chlamydia psittaci</i>	4 BIOCHiPs je Feld: • Elementarkörperchen (EU 40) • Elementarkörperchen (EU 40) • Elementarkörperchen (EU 40) • Nicht infizierte Zellen (EU 40)	IgA	EB	— — — —		● ● ● ●	
FR 2191-1005-3 G FR 2191-1010-3 G	Anti-Chlamydien-MIF EUROPattern (IgG) • <i>Chlamydia trachomatis</i> • <i>Chlamydia pneumoniae</i> • <i>Chlamydia psittaci</i>	4 BIOCHiPs je Feld: • Elementarkörperchen (EU 40) • Elementarkörperchen (EU 40) • Elementarkörperchen (EU 40) • Nicht infizierte Zellen (EU 40)	IgG	EB	— — — —		● ● ● ●	
FR 2191-1005-3 M FR 2191-1010-3 M	Anti-Chlamydien-MIF EUROPattern (IgM) • <i>Chlamydia trachomatis</i> • <i>Chlamydia pneumoniae</i> • <i>Chlamydia psittaci</i>	4 BIOCHiPs je Feld: • Elementarkörperchen (EU 40) • Elementarkörperchen (EU 40) • Elementarkörperchen (EU 40) • Nicht infizierte Zellen (EU 40)	IgM	EB	— — — —		● ● ● ●	
FR 2192-1005-80 A	Anti-Chlamydia-pneumoniae-MIF EUROPattern (IgA) • <i>Chlamydia pneumoniae</i>	2 BIOCHiPs je Feld: • Elementarkörperchen (EU 40) • Nicht infizierte Zellen (EU 40)	IgA	EB	— —		● ●	
FR 2192-1005-80 G	Anti-Chlamydia-pneumoniae-MIF EUROPattern (IgG) • <i>Chlamydia pneumoniae</i>	2 BIOCHiPs je Feld: • Elementarkörperchen (EU 40) • Nicht infizierte Zellen (EU 40)	IgG	EB	— —		● ●	
FR 2192-1005-80 M	Anti-Chlamydia-pneumoniae-MIF EUROPattern (IgM) • <i>Chlamydia pneumoniae</i>	2 BIOCHiPs je Feld: • Elementarkörperchen (EU 40) • Nicht infizierte Zellen (EU 40)	IgM	EB	— —		● ●	
FR 219b-1005-1 G FR 219b-1010-1 G	IIFT-Mosaik: Bartonella henselae/ B. quintana EUROPattern (IgG) • <i>Bartonella henselae</i> • <i>Bartonella quintana</i>	2 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 70) • Infizierte Zellen (EU 70)	IgG	PI	— —		● ●	
FR 219b-2010-1 M ¹	IIFT-Mosaik: B.henselae/B. quintana EUROPattern (IgM) • <i>Bartonella henselae</i> • <i>Bartonella quintana</i>	2 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 70) • Infizierte Zellen (EU 70) • Nicht infizierte Zellen (EU 70) • Nicht infizierte Zellen (EU 70)	IgM	EB	— — — —		● ● ● ●	
FR 2201-1005-1 G FR 2201-1010-1 G	IIFT-Mosaik: Mycoplasma hominis/ Ureaplasma urealyticum EUROPattern (IgG) • <i>Mycoplasma hominis</i> • <i>Ureaplasma urealyticum</i>	3 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 38) • Infizierte Zellen (EU 38) • Nicht infizierte Zellen (EU 38)	IgG	EB	— — —		● ● ●	

¹ Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit dem IF Sprinter/Sprinter XL optimiert sind.
² Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit der EUROLabWorkstation IFA optimiert sind.
* Beim Nachrüsten eines 10x-Objektivs sind gegebenenfalls Anpassungen am EUROPattern-Mikroskop erforderlich.
** Für dieses Produkt wird die Verwendung eines 20x-Objektivs empfohlen. Optional kann ein 40x-Objektiv genutzt werden.
● Zur korrekten Befunderstellung muss von diesem Substrat mindestens 1 Bild aufgenommen werden.
○ Zur korrekten Befunderstellung müssen von diesem Substrat mindestens 4 Bilder aufgenommen werden.
PI: Propidiumiodid; EB: Evans-Blau; EOH: Ethanol-fixiert; HCHO: Formalin-fixiert
p.a.: primatenabsorbiert

Bestell-Nr.	Produkt • Parameter	Substrat (Spezies)	Ig Klass	Gegen- färbung	Automat. Auswertung	Benötigtes Objektiv		
						10x ¹	20x	40x
FR 2536-1005 G FR 2536-1010 G FR 2536-2005 G ¹ FR 2536-2010 G ¹	Anti-HHV-6-IIFT EUROPattern (IgG) • Humane Herpesviren Typ 6 (HHV-6)	1 BIOCHIP je Feld: • Infizierte Zellen (EU 30)	IgG	EB	—		●	
FR 2536-1005 M FR 2536-1010 M FR 2536-2005 M ¹ FR 2536-2010 M ¹	Anti-HHV-6-IIFT EUROPattern (IgM) • Humane Herpesviren Typ 6 (HHV-6)	1 BIOCHIP je Feld: • Infizierte Zellen (EU 30)	IgM	EB	—		●	
FR 2665-1005 G	Anti-Gelbfieber-Viren-IIFT EUROPattern (IgG) • Gelbfieber-Viren (YFV)	2 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 14) • Nicht infizierte Zellen (EU 14)	IgG	PI	— —		● ●	
FR 2665-1005 M	Anti-Gelbfieber-Viren-IIFT EUROPattern (IgM) • Gelbfieber-Viren (YFV)	2 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 14) • Nicht infizierte Zellen (EU 14)	IgM	PI	— —		● ●	
FR 2668-1005 G FR 2668-1010 G	Anti-Zika-Viren-IIFT EUROPattern (IgG) • Zika-Viren (ZIKV)	2 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 14) • Nicht infizierte Zellen (EU 14)	IgG	PI	— —		● ●	
FR 2668-1005 M FR 2668-1010 M	Anti-Zika-Viren-IIFT EUROPattern (IgM) • Zika-Viren (ZIKV)	2 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 14) • Nicht infizierte Zellen (EU 14)	IgM	PI	— —		● ●	
FR 2668-1005-1 G FR 2668-1010-1 G	IIFT: Arboviren-Fieber-Mosaik 2 EUROPattern (IgG) • Zika-Viren (ZIKV) • Chikungunya-Viren (CHIKV) • Dengue-Viren Typen 1–4 (DENV)	6 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14) • 4x Infizierte Zellen (EU 14)	IgG	PI	— — —		● ● ●	
FR 2668-1005-1 M FR 2668-1010-1 M	IIFT: Arboviren-Fieber-Mosaik 2 EUROPattern (IgM) • Zika-Viren (ZIKV) • Chikungunya-Viren (CHIKV) • Dengue-Viren Typen 1–4 (DENV)	6 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14) • 4x Infizierte Zellen (EU 14)	IgM	PI	— — —		● ● ●	
FR 266a-1005-1 G FR 266a-1010-1 G	Mosaik: Dengue-Viren Typen 1–4 IIFT EUROPattern (IgG) • Dengue-Viren Typen 1–4 (DENV)	4 BIOCHiPs je Feld: • 4x Infizierte Zellen (EU 14)	IgG	PI	—		●	
FR 266a-1005-1 M FR 266a-1010-1 M	Mosaik: Dengue-Viren Typen 1–4 IIFT EUROPattern (IgM) • Dengue-Viren Typen 1–4 (DENV)	4 BIOCHiPs je Feld: • 4x Infizierte Zellen (EU 14)	IgM	PI	—		●	

¹ Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit dem IF Sprinter/Sprinter XL optimiert sind.
² Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit der EUROLabWorkstation IFA optimiert sind.
* Beim Nachrüsten eines 10x-Objektivs sind gegebenenfalls Anpassungen am EUROPattern-Mikroskop erforderlich.
** Für dieses Produkt wird die Verwendung eines 20x-Objektivs empfohlen. Optional kann ein 40x-Objektiv genutzt werden.
● Zur korrekten Befunderstellung muss von diesem Substrat mindestens 1 Bild aufgenommen werden.
○ Zur korrekten Befunderstellung müssen von diesem Substrat mindestens 4 Bilder aufgenommen werden.
PI: Propidiumiodid; EB: Evans-Blau; EOH: Ethanol-fixiert; HCHO: Formalin-fixiert
p.a.: primatenabsorbiert

Bestell-Nr.	Produkt • Parameter	Substrat (Spezies)	Ig Klass	Gegen- färbung	Automat. Auswertung	Benötigtes Objektiv		
						10x ¹	20x	40x
FR 2730-2010-2 G ¹	IIFT: Cocksackie-Viren Screen (Typen A) EUROPattern (IgG) • Cocksackie-Viren Typ A7 • Cocksackie-Viren Typ A9 • Cocksackie-Viren Typ A16 • Cocksackie-Viren Typ A24	4 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 38) • Infizierte Zellen (EU 38) • Infizierte Zellen (EU 38) • Infizierte Zellen (EU 38)	IgG	PI	— — — —		● ● ● ●	
FR 2730-2010-2 M ¹	IIFT: Cocksackie-Viren Screen (Typen A) EUROPattern (IgM) • Cocksackie-Viren Typ A7 • Cocksackie-Viren Typ A9 • Cocksackie-Viren Typ A16 • Cocksackie-Viren Typ A24	4 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 38) • Infizierte Zellen (EU 38) • Infizierte Zellen (EU 38) • Infizierte Zellen (EU 38)	IgM	PI	— — — —		● ● ● ●	
FR 2730-2010-3 G ¹	IIFT: Cocksackie-Viren Screen (Typen B) EUROPattern (IgG) • Cocksackie-Viren Typ B1 • Cocksackie-Viren Typ B2 • Cocksackie-Viren Typ B3 • Cocksackie-Viren Typ B4 • Cocksackie-Viren Typ B5 • Cocksackie-Viren Typ B6	6 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 38) • Infizierte Zellen (EU 38) • Infizierte Zellen (EU 38) • Infizierte Zellen (EU 38) • Infizierte Zellen (EU 38) • Infizierte Zellen (EU 38)	IgG	PI	— — — — — —		● ● ● ● ● ●	
FR 2730-2010-3 M ¹	IIFT: Cocksackie-Viren Screen (Typen B) EUROPattern (IgM) • Cocksackie-Viren Typ B1 • Cocksackie-Viren Typ B2 • Cocksackie-Viren Typ B3 • Cocksackie-Viren Typ B4 • Cocksackie-Viren Typ B5 • Cocksackie-Viren Typ B6	6 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 38) • Infizierte Zellen (EU 38) • Infizierte Zellen (EU 38) • Infizierte Zellen (EU 38) • Infizierte Zellen (EU 38) • Infizierte Zellen (EU 38)	IgM	PI	— — — — — —		● ● ● ● ● ●	
FR 277a-1005-1 G	IIFT: Sandfliegen-Fieber-Viren-Mosaik 1 EUROPattern (IgG) • Sandfliegenfieber-Viren Typ Sicilian (SFSV) • Sandfliegenfieber-Viren Typ Naples (SFNV) • Sandfliegenfieber-Viren Typ Toscana (TOSV) • Sandfliegenfieber-Viren Typ Cyprus (CYPV)	4 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14)	IgG	PI	— — — —		● ● ● ●	
FR 277a-1005-1 M	IIFT: Sandfliegen-Fieber-Viren-Mosaik 1 EUROPattern (IgM) • Sandfliegenfieber-Viren Typ Sicilian (SFSV) • Sandfliegenfieber-Viren Typ Naples (SFNV) • Sandfliegenfieber-Viren Typ Toscana (TOSV) • Sandfliegenfieber-Viren Typ Cyprus (CYPV)	4 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14)	IgM	PI	— — — —		● ● ● ●	

¹ Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit dem IF Sprinter/Sprinter XL optimiert sind.
² Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit der EUROLabWorkstation IFA optimiert sind.
* Beim Nachrüsten eines 10x-Objektivs sind gegebenenfalls Anpassungen am EUROPattern-Mikroskop erforderlich.
** Für dieses Produkt wird die Verwendung eines 20x-Objektivs empfohlen. Optional kann ein 40x-Objektiv genutzt werden.
● Zur korrekten Befunderstellung muss von diesem Substrat mindestens 1 Bild aufgenommen werden.
○ Zur korrekten Befunderstellung müssen von diesem Substrat mindestens 4 Bilder aufgenommen werden.
PI: Propidiumiodid; EB: Evans-Blau; EOH: Ethanol-fixiert; HCHO: Formalin-fixiert
p.a.: primatenabsorbiert

Bestell-Nr.	Produkt • Parameter	Substrat (Spezies)	Ig Klass	Gegen- färbung	Automat. Auswertung	Benötigtes Objektiv		
						10x ¹	20x	40x
FR 278h-1005-1 G	IIFT: Hantaviren-Mosaik 1 EUROPattern (IgG) • Hantaviren Typ Hantaan (HTNV) • Hantaviren Typ Sin Nombre (SNV) • Hantaviren Typ Puumala (PUUV) • Hantaviren Typ Dobrava (DOBV) • Hantaviren Typ Seoul (SEOV) • Hantaviren Typ Saaremaa (SAAV)	6 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14)	IgG	PI	— — — — — —		● ● ● ● ● ●	
FR 278h-1005-1 M	IIFT: Hantaviren-Mosaik 1 EUROPattern (IgM) • Hantaviren Typ Hantaan (HTNV) • Hantaviren Typ Sin Nombre (SNV) • Hantaviren Typ Puumala (PUUV) • Hantaviren Typ Dobrava (DOBV) • Hantaviren Typ Seoul (SEOV) • Hantaviren Typ Saaremaa (SAAV)	6 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14)	IgM	PI	— — — — — —		● ● ● ● ● ●	
FR 278m-1005-3 G	IIIFT: Hantaviren-Mosaik 3: Amerika EUROPattern (IgG) • Hantaviren Typ Sin Nombre (SNV) • Hantaviren Typ Andes (ANDV)	2 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14)	IgG	PI	— —		● ●	
FR 278m-1005-3 M	IIFT: Hantaviren-Mosaik 3: Amerika EUROPattern (IgM) • Hantaviren Typ Sin Nombre (SNV) • Hantaviren Typ Andes (ANDV)	2 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 14) • Infizierte Zellen (EU 14)	IgM	PI	— —		● ●	
FR 293a-1005 G FR 293a-1010 G	Anti-Chikungunya-Viren-IIFT EUROPattern (IgG) • Chikungunya-Viren (CHIKV)	2 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 14) • Nicht Infizierte Zellen (EU 14)	IgG	PI	— —		● ●	
FR 293a-1005 M FR 293a-1010 M	Anti-Chikungunya-Viren-IIFT EUROPattern (IgM) • Chikungunya-Viren (CHIKV)	2 BIOCHiPs je Feld: • Infizierte Zellen (EU 14) • Nicht Infizierte Zellen (EU 14)	IgM	PI	— —		● ●	

¹ Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit dem IF Sprinter/Sprinter XL optimiert sind.
² Testsatzformate, die hinsichtlich Reagenzienvolumen und -flaschenformat für die automatische Abarbeitung mit der EUROLabWorkstation IFA optimiert sind.
* Beim Nachrüsten eines 10x-Objektivs sind gegebenenfalls Anpassungen am EUROPattern-Mikroskop erforderlich.
** Für dieses Produkt wird die Verwendung eines 20x-Objektivs empfohlen. Optional kann ein 40x-Objektiv genutzt werden.
● Zur korrekten Befunderstellung muss von diesem Substrat mindestens 1 Bild aufgenommen werden.
○ Zur korrekten Befunderstellung müssen von diesem Substrat mindestens 4 Bilder aufgenommen werden.
PI: Propidiumiodid; EB: Evans-Blau; EOH: Ethanol-fixiert; HCHO: Formalin-fixiert
p.a.: primatenabsorbiert

Finden Sie weitere Informationen auf
www.euroimmun.de
oder nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf:
www.euroimmun.de/kontakt

