



EUROLINE Myositis-Profile

Die umfangreichsten Linienblots für eine differenzierte serologische Myositisdiagnostik



Testung auf bis zu 20 Myositis-relevante Autoantikörper mit einem Blutstreifen



Ha, Ks und Zo erweitern das Antigenspektrum für die Diagnostik des Anti-Synthetase-Syndroms (ASS)



Nachweis von Autoantikörpern gegen cN-1A – einziger Marker zur Diagnostik der Einschlusskörpermyositis (IBM)



Automatisierte Abarbeitung und Auswertung mit EUROBlotOne und EUROLineScan



Erfahren Sie jetzt mehr unter:

<http://www.euroimmun.de/myositis>

Beispiel: EUROLINE Autoimmune Inflammatorische Myopathien 20 Ag (IgG)



DL 1530-9 G